


血糖监测仪

血糖仪测试套的组件：



了解您的血糖监测仪！

- 一些血糖仪会检查血液中的酮^{*}，提醒患者血糖水平过高可能导致致命的并发症。
^{*}当人体无法产生足够的胰岛素来处理血糖时，就会通过分解脂肪而产生酮
- 某些血糖仪会在血液样本不足时提示用户，好让用户可在同一试纸上施加更多的血液。
- 与电脑和电话应用程序的连接有助于存储读数和查看血糖图表。

购买血糖监测仪时要考量因素：

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ 使用方便 | ☒ 所需的血液量 | ☒ 价格 |
| ☒ 设备尺寸 | ☒ 售后服务 | ☒ 超出范围指示符 |
| ☒ 屏幕尺寸 | ☒ 电池寿命 | ☒ 能够将结果传输到手机应用程序储存 |
| ☒ 测试结果速度 | | |

用其他部位测试血糖

扫描式血糖监测系统

- 5分钟的时差
- 不需用针刺
- 补充家用血糖监测仪

其他部位测试(即前臂, 大腿)

- 25至30分钟的时差
- 仅用于血糖水平稳定的患者
- 常患低血糖的糖尿病患者不建议使用

与您的药剂师交谈以获取有关糖尿病管理，生活方式改变的建议。您的药剂师也可以为您推荐有助于控制血糖的策略！

